

歯科材料01 歯科用金属  
管理医療機器 歯科鑄造用コバルト・クロム合金 70788000

## BEGO ウイロニット LA

### 【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと

### 【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状及び構造
  - ①形状：円柱状の金属合金。
  - ②構造：本品は溶解して使用するため、構造は特定しない。
- 2) 主成分：コバルトクロム合金  
コバルト 63.5%、クロム 29.0%、  
モリブデン 5.0%、シリコン1.2%、  
その他（マンガン、タンタル、窒素、炭素）
- 3) 原理  
本品を溶解して歯科用金属鑄造物を作製する。

### 【使用目的、効能又は効果】

歯科修復物、補綴物又は装置を作製する。

### 【品目仕様等】

- ・外観：均質であって、表面は異種物質に覆われていない。
- ・化学成分：コバルトを主成分とし、クロム25%以上、モリブデン4%以上、並びにコバルト、ニッケル及びクロムの合計が85%以上である。
- ・引張強さ 685MPa以上
- ・耐力 (0.2%) 500MPa以上
- ・伸び 3%以上
- ・液相点 1,340℃
- ・固相点 1,300℃

### 【操作方法又は使用方法等】

- 1) ワックスアップ・埋没・焼却
  - ①ワックスアップは、通法による。
  - ②埋没材は、プレヒート950-1,050℃のリン酸塩系埋没材を使用する。
  - ③焼却は、埋没材の取扱説明書等に従って焼却する。
- 2) 溶解鑄造
  - ①使用する鑄造機の取扱説明書等に従い溶解鑄造する。
  - ②セラミック製ルツボを使用。鑄造温度は約1,450℃。
  - ③鑄造後はリングを放冷し割り出す。
- 3) 研磨  
通法に従う。
- 4) ろう着  
コバルトクロム合金系ろうとフラックス、金ろうを使う場合は貴金属用フラックスを用い、通法による。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
  - ①本品の作業設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、作業により発生する蒸気等を吸入しないこと。
  - ②本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
  - ③本品を再溶解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。
  - ④歯科用フラックスを添加する場合には、その説明書等に表示してある注意事項を守ること。
  - ⑤口腔内で本品の削合や研磨を行わないこと。
  - ⑥本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
  - ⑦他の合金と混溶しないこと。
  - ⑧本合金は本添付文書に記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意  
本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

250g/パック、1,000g/パック

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口88

電話番号：075-257-7255（西日本営業所）

：03-3836-3691（東日本営業所）

製造元：ベゴ デンタル

BEGO Dental

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

住所：〒604-0847

：京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町513

京都第一生命泉屋ビル8F

電話番号：075-257-7270

FAX：075-257-7271