



チェアサイドの研磨に適した

研磨器材のご紹介



エステティックデンチャーの研磨に適したチェアサイド用の研磨器材シリーズです。

エステシャイン HP

60g 入 ¥2,500

エステシャイン HP はチェアサイドで手軽に使える研磨材です。
エステショット・レジン・金属に対して高い艶出し効果があります。
エステホイール HP と併用してご使用頂くことをお奨めします。

歯科用研磨器材 一般医療機器
届出番号：26B2X10009000001

エステホイール HP

6 個入 ¥1,500

エステホイール HP は、回転速度により硬さを調整できるハンドピース用パフです。
球形で毛足がフェルトより長いため、歯間乳頭や歯頸部等に届き研磨できます。
エステシャイン HP と併用してご使用頂くことをお奨めします。

歯科用研磨器材 一般医療機器
届出番号：26B2X10009000004

■ 研磨工程

				
① 形態調整 カーバイドバーなどで形状を整え、 形態修正を行います。	② 荒～中研磨 シリコンポイントなどで荒～中 研磨を行います。	③ 中研磨 スルホンバットなどで面形状を きれいにします。	④ 塗布 エステシャインHPをエステホイール HPに塗布します。	⑤ 艶出し研磨 シリコンポイントなどで歯間部分 の研磨を行います。当てる強さ、 回転をかえて研磨を行います。

ご注文は、お取引の歯科商店様までお願いいたします。

●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●価格は、2009年8月21日現在のものです。標準価格に消費税は含まれておりません。
●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社 アイキャスト**

〒604-0847 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町 513 番地 京都第一生命泉屋ビル8階
TEL 075-257-7270 FAX 075-257-7271
www.i-cast.jp