

歯科切削加工用セラミックス

HI-TRANS ZIRCONIA

ベレッツァ ハイトランス ジルコニア

え!?! これがジルコニア!?

高い透光性を実現した

ハイトランスジルコニア!!



DWX-4...ローランドディー.ジー.株式会社製

カラーバリエーション




物性

シェード	HT-ホワイト	HT-V	HT-MV
収縮率(%)	約19		約19
ビッカース硬度 ^{*1}	1,330		1,330
曲げ強度(MPa) ^{*2}	650		900
焼結密度(g/cm ³) ^{*1}	6.04		6.07
透過率 ^{*3}	50%	49%	48%

^{*1} 密度・硬度・曲げ強度は焼結後の数値です ^{*2} 3点曲げ強度 ISO 6872:2008に基づく
^{*3} ニッシン調べ 試験片厚み1mmの場合

焼成スケジュール



サイズ / 標準価格(税別)

	シェード	サイズ	仕様	厚み	標準価格
ハイトランス ジルコニア	HT-ホワイト	76×40mm	2個入	14mm	26,500円
				20mm	34,000円
	HT-V HT-MV	76×40mm	2個入	14mm	27,500円
				20mm	35,000円

●販売名:ベレッツァ ハイトランス ジルコニア ●一般的名称:歯科切削加工用セラミックス
●分類:管理医療機器 ●認証番号:226AFBZX00088000
(※ベレッツァ ハイトランス ジルコニアは、東ソー株式会社製の原料を使用しています。)

製作上の注意 大きな負荷のかかる症例には使用しないでください。

- カタログに記載の商品及び色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。
- 仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 価格は、2015年7月現在のものです。 ●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社ニッシン** 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

販売元 **株式会社アイキャスト**

〒604-0847 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町513番地 京都第一生命泉屋ビル8階
TEL 075-257-7270 FAX 075-257-7271

www.i-cast.jp