


## 簡易フォーカス調整

ライトの円のサイズで、おおよそのフォーカス位置が分かります。

- \* 下図は目安です。正確なフォーカス調整は、モニターに接続した状態でご確認ください。
- \* 印刷設定で、サイズ調整を 100% にすると直径が合うように作成しています。  
プリンターの種類やその他設定により、サイズに差が生じますので予めご了承ください。



販売名：レディーカム 一般的名称：歯科用口腔内カメラ 分類：一般医療機器 届出番号：26B1X10008000055

お問い合わせ：株式会社アイキャスト <http://www.i-cast.jp>

【本 社】 TEL 075-257-7270

【東日本営業所】 TEL 03-5807-2660